

Tubes à Hémolyse et Tubes à Essai

Tubes à hémolyse



Tubes à **hémolyse** en verre sodocalcique (à usage unique)

Désignation	Epaisseur (mm)	Matière	Référence	Quantité /pack
Tube à hémolyse 12 x 65 mm ()	0,5	Verre sodocalcique	1D2530	500
Tube à hémolyse 12 x 75 mm (5 mL)	0,5	Verre sodocalcique	1D2540	500
Tube à hémolyse 12 x 100 mm ()	0,5	Verre sodocalcique	1D2550	567
Tube à hémolyse 12 x 75 mm (5 mL)	0,8	Verre sodocalcique	1D2510	500
Tube à hémolyse 12 x 80 mm ()	0,8	Verre sodocalcique	1D2520	500

Bouchons

Désignation	Référence	Quantité /pack
Bouchon à ailette ø 11 mm pour tube à hémolyse ø 12 mm	BD1801	2000

Storage: Room temperature (Z)

Applications: récipient à échantillons biologiques – usage R&D seulement

Tubes à essai

Tubes à **essai** en verre SodoCalcique



Description	ø x h (mm)	Epaisseur (mm)	Matière	Réf.	Quantité /pack.
Tube à essai	16 x 160	0,8	Verre sodocalcique	110040	500
Tube à essai	18 x 180	0,5	Verre SodoCalcique	110032	250
Tube à essai	18 x 180	0,8	Verre SodoCalcique	110041	200
Tube à essai	19,25 x 200	0,85	Verre SodoCalcique	110121	250
Tube à essai	20 x 200	0,5	Verre SodoCalcique	110033	250
Tube à essai	15,30 x 150	0,8	Verre sodoCalcique	110119	500
Tube à essai	15,30 x 160	0,5	Verre sodoCalcique	110031	500
Tube à essai	16 x 100	0,8	Verre sodoCalcique	110034*	329

* Tube de type Vacutainers ou Venoject

Storage: Room temperature (Z)

Applications: récipient à échantillons biologiques – usage R&D seulement

Related / associated products and documents

- LabWare

See [Product highlights](#), [BioSciences Innovations catalogue](#) and [e-search tool](#).

Ordering information

Catalog size quantities and prices may be found at <http://www.interchim.com>. Please inquire for higher quantities (availability, shipment conditions).

Please contact InterBioTech – Interchim for any other information
Hotline : +33(0)4 70 03 73 06 – Interbiotech@interchim.com

Disclaimer : Materials are sold for **research use only**, and are not intended for food, drug, household, or cosmetic use. Interchim® is not liable for any damage resulting from handling or contact with this product.

Rev.N07E