

Spatules et Cuilleres

Spatules pour transferts, poudre et matériaux granulaires

Applications: Dissection – Prélèvement – Pesées


Reference	Quantité	Descriptif	Longueur
DU3351	1	Cuillère inox	225mm
DU3361	1	Spatule inox extrémités ronde et plate	195mm
DU3371	1	Spatule, extrémités ronde et plate	150mm
037875	6	Spatule/cuillère en plastique	147mm



Cuillères en acier inoxydable 18/8

Caractéristiques

- Simple, double ou à spatule
- Excellente résistance chimique et thermique
- Finition haute qualité
- Anti-magnétique



Longueur A (mm)	Cuillère simple	
	Référence	F x E (mm)
120	076150	30 x 22
150	076151	30 x 20
180	076152	40 x 29
210	076153	40 x 29
250	076154	48 x 35
300	076155	48 x 35

Référence	Cuillère double	
	F x E (mm)	B x C (mm)
076156	30 x 22	23 x 17
076157	30 x 22	23 x 17
076158	40 x 29	30 x 22
076159	40 x 29	30 x 22
076160	48 x 35	40 x 29
076161	48 x 35	40 x 29

Référence	Cuillère spatule	
	F x E (mm)	B x C (mm)
076462	30 x 22	35 x 10
076268	30 x 22	40 x 10
076463	40 x 29	50 x 12
076464	40 x 29	50 x 12
076465	48 x 35	70 x 14
076466	48 x 35	70 x 14

Spatules micropelles

Acier inox 18/8 de haute résistance chimique et thermique, non magnétique.

* Spatule double comprenant une spatule plane à l'une extrémité et une micropelle semi-tubulaire à l'autre extrémité.

* Spatule double à forme cuillère ou micropelle courbe à chaque extrémité

Longueur (mm)	Spatule largeur 4 mm		Spatule largeur 9 mm	
	Référence/u	L x l (mm)	Référence/u	L x l (mm)
130	076162	40 x 4	076166	40 x 9
150	076163	45 x 4	076167	45 x 9
185	076164	50 x 4	076168	50 x 9
210	076165	60 x 4	076169	50 x 9

Spatule l	microcuillère
Référence	L x l (mm)
076170	130 10 x 5
076171	185 10 x 5
076172	210 12 x 5
076173	150 15 x 7
076174	200 17 x 7
076175	250 20 x 7
076176	180 25 x 7
076177	210 25 x 12



Contact your local distributor

interbiotech@interchim.com

FT-DU3351

Related / associated products and documents

See [BioSciences Innovations catalogue](#) and [e-search tool](#).

Other Information

For in vitro R&D use only

Please contact InterBioTech – Interchim for any other information

Rev.I07E

Contact your local distributor

interbiotech@interchim.com

InterBioTech, powered by
 **interchim**
213 Avenue J.F. Kennedy - BP 1140
03103 Montluçon Cedex - France
Tél. 04 70 03 88 55 - Fax 04 70 03 82 60